ハイキング 実験 M1

この実験では、歩く生徒の動きの速さから、関数の傾きという考えを理解させます。どのレベ ルのクラスでも、討論を通じて極限と曲線の傾きの概念を導入することができます。

イントロダクション

この実験では、生徒と距離センサーとの間の距離の、時間変化のグラフが様々な形になるよう に,生徒自身歩くことが中心となります。

この実験では、次の3つの目標があります。

- 1. CBL 本体と距離センサーをわかりやすく紹介します。
- 2. 生徒自らいろいろな傾きを実験し、傾きの概念を速度に結びつけます。
- 3. 生徒が曲線のグラフに合わせて歩き,ある場所における速度を求めることによって,極限, 曲線上の点における傾き,変曲点という解析学の概念を数学のカリキュラムの中で早くから 導入できます。

速度を ___位置の変化 ___として定義すると,簡単に,関数の傾きについての式, 時間変化

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$
 または $m = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$ が導かれます。

必要な装置

- ✓ CBL (できれば,電源アダプターを使用します。)
- ✔ 接続ケーブルのついた電卓
- ✓ TI CBR™ (Calculator-Based Ranger™) または Vernier CBL 距離センサー (MD-CBL)

プログラム

プログラム HIKER を電卓にダウンロードして使用します。

装置の設定手順

図1にしたがって,次の手順で装置を接続します。

- CBL と電卓の底部にある入出力口を接続ケーブルで接続します。ケーブルの端をきっちり 押し込んでください。
- ② 距離センサーを CBL の左側にある SONIC チャネルに接続します。
- 3 CBL と電卓の電源を入れます。
- ◆距離センサーを机の上に、センサーから遠ざかる生徒の動きが検出できるように置きます。 これで,CBLが電卓からの命令を受け取ることができます。




図1:装置の設定

実験手順

- 教室の中央に通路を設けます。進路の幅を十分広く取って,実験対象の生徒以外の人間の 動きが距離センサーに検出されないようにします。
- ② 距離センサーは,測定対象の動く方向に垂直にして,机の上に置きます。
- ⑤ 歩く生徒は,距離センサーのビームの中で,センサーに対して垂直な位置を保ちます。

Note: 生徒はセンサーの0.5m以内に近づかないようにします。センサーは, それ以上近い 対象は検出できません。

▲ センサーは,0.1秒ごとに6秒間測定します。そして,収集したデータをグラフにし,電卓 画面にリアルタイムで表示します。

Note: TI ViewScreen™ を利用すると,クラス全員がスクリーンに大きく映し出されたグラ フ電卓の画面を見ることができます。

- ⑤ CBL の電源が入っていることを確認してから,電卓でプログラム HIKER を実行します。プ ログラムは "PRESS ENTER TO START GRAPH ([ENTER]を押すと, グラフを開始します)"と表 示した状態で,一時中断します。測定者と歩行者の準備が整ったら, [ENTER]を押して,距離 センサーのジィジィという音を聞いてから、歩行者は歩き出してください。
- データが収集されていくにしたがって,図 2のような,時間 (x 軸)と距離 (y 軸)のグラフ が電卓上にプロットされます。ある程度きれいなグラフができたら、実験結果の分析に移 りましょう。[TRACE]を押して,プロットされた点を選び,分析に必要なデータ(2点)を取り 出します。
- ⑤ ,⑥を次の形のグラフについても繰り返し,結果を分析します(それぞれのグラフは,別) の生徒に実験させます)。
 - 正の傾きの直線
 - 正の急な傾きの直線
 - 負の傾きの直線 Þ
 - 傾き0の直線
 - 下が開いている放物線

Note: CBL が内蔵電池だけを使っていて,電卓が液晶パネルに接続されていない場合には,歩 く生徒は CBL,電卓,距離センサーの3つを手に持って歩いてもかまいません。センサーを壁に 向けると,歩行者と壁の間の距離を測定することができます。

分析と結論

直線の場合

● 電卓の [TRACE]を使って,直線の両端の点の座標を読み取りま す。それから全体の移動距離と経過時間を求めます(図2に例 があります)。平均速度を求めます。歩いている間の,いろい ろな区間の速度を求めます。たとえば,生徒は最初の1秒間 に,どれだけの速度で歩いたのでしょうか。プロットされた 点が直線上にある場合には,速度が一定で,直線の傾きがそ の速度になっていることに注目します。





図 2: 距離 - 時間

- ② いろいろな瞬間で,生徒が歩いた速度を求めます。歩いた点が直線上にある場合には,速 度は直線の傾きになります。
- ⑤ 急な傾きの直線になるように歩くためには、生徒はより速く歩かなければなりません。 **負の傾きの直線になるようにするには,センサーに向かって歩かなければなりません。**

放物線の場合

● TRACE を使って,放物線の頂点の座標と,生徒が歩き出した点の座標を読み取ります(図3を 参照)。前半(最初の点から頂点まで)の平均速度を求めます。






図 3: 距離 - 時間

直線の場合と同様に,前半の平均速度とその他の点での速度が同じでしょうか。プロット された点が放物線のようになるためには、センサーのすぐ近くから早足で歩き始め、次第 に速度を落とし,止まらなければなりません(そこが頂点です)。それからセンサーに向かっ て戻るときには,ゆっくりと歩き始め,次第に速度を上げなければなりません。

直線の場合と違って、放物線の場合には速度を変えながら歩かなければなりません。傾き が速度を表すので,傾きもそれにともなって変わります。

1点を選びます。頂点から1秒ぐらい離れた点が良いでしょう。たとえば、頂点に行くのに3 秒かかった場合には,2秒の点を選びます。[TRACE]を使って,この点から単位の長さだけ離 れた線上の2点の座標を読み取ります(上記の例では, その2点の x 座標は1と3になります)。 その2点を結ぶ線分の傾きを求めます。この傾きは、●で計算した傾きとは異なっているは ずです。

つぎに同じ点を中心に,距離を短くして(たとえば,x=1.9と x=2.1),傾きを求めます。先 程と同じ傾きでしょうか。違うはずですが、歩行者がペースを落として、速度も変わった ことを知っているので,生徒達はそうなることがわかっているはずです。

図3の例では,歩行者の動きはx=0.1で始まり,x=2.2で頂点に達します。この区間の中央 付近の点,ととえば x=1で分析するとしましょう。最初の区間は 0.5と1.5の間になり,第2 の区間は0.9と1.1の間にとります。

- ある点を選んで、そこにおける歩行者の速度を求めてください。正確な値は求められませ んが、その点を中心とした小さな区間については計算できます。極限と曲線の傾きという、 解析の概念について意見を出し合いましょう。
- ⑤ 3点を選んで,歩いた放物線の方程式を求めます。きれいな放物線になりましたか。放物線 にどれほど近いかを計算する統計分析の方法について意見を出し合いましょう。